

LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y USO DIARIO DEL DENSICHEK PLUS

Área: MICROBIOLOGÍA

Mes:

Año:

# De inventario:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpieza de la celda																															
Limpieza del cabezal negro																															
Limpiar la zona de lectura																															
Limpieza del exterior																															
Usuario (siglas)																															
Mensual																															
Calibrar con los estándares de Mac Farland	Fecha de realización:															Nombre de quien lo realizó:															

Observaciones _____

Área: MICROBIOLOGÍA

Mes:

Año:

# De inventario:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Limpieza de la celda																															
Limpieza del cabezal negro																															
Limpiar la zona de lectura																															
Limpieza del exterior																															
Usuario (siglas)																															
Mensual																															
Calibrar con los estándares de Mac Farland	Fecha de realización:															Nombre de quien lo realizó:															

Observaciones _____