



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN

**LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD - UADY
BITÁCORA DE MANTENIMIENTO Y USO DIARIO COBAS INTEGRA 400 PLUS**



FACULTAD DE QUÍMICA

MES: _____ AÑO: _____

| CONTROL DE CALIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| CCI Bioquímica Clínica Nivel 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCI Bioquímica Clínica Nivel 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCI Perfil Reumático Nivel 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCI Perfil Reumático Nivel 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CCE PACAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Calibración | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cambio de Reactivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO DIARIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Inicializar Modulo ISE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desproteinizar Agujas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Purgar Sistema de Fluidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Archivar Resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Purgar Ordenes y Resultados | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO SEMANAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Limpiar las Agujas y la Cubierta Antisalpicaduras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpiar el Empalme del Contenedor de Residuos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Copia de Seguridad de la Base de Datos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO MENSUAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Limpiar Cont. Externo de Agua/Residuos de Fluidos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MANTENIMIENTO TRIMESTRAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sustituir Filtros de Ventilación | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sustituir Filtro de Contenedor Externo de Agua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUANDO SE REQUIERA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Sustituir aguja B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sustituir aguja C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INICIALES DEL OPERADOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

NOTA: Se registrará con una S para denotar un Si y N para un NO

F-FQUI-LAC-59/REV09

